

HEMOLYSIS WASHING SOLUTION 80H

PĂSTRAȚI ÎNTOTDEAUNA ACEST PROSPECT LA ÎNDEMÂNĂ ȘI CITIȚI-L CU ATENȚIE ÎNAINTE DE UTILIZARE. DACĂ A AVUT LOC SAU ESTE POSIBIL SĂ FI AVUT LOC UN INCIDENT GRAV LEGAT DE DISPOZITIV, VĂ RUGĂM SĂ ÎL RAPORTAȚI DIRECT PRODUCĂTORULUI SAU PRIN INTERMEDIUL REPREZENTANTULUI AUTORIZAT ȘI AUTORITĂȚII DVS. LOCALE DE REGLEMENTARE.

SCOP PROPUS

HEMOLYSIS WASHING SOLUTION 80H este o soluție de spălare pentru utilizare împreună cu HA-8180V sau HA-8180T, care sunt destinate măsurării cantitative a HbA1c și HbA2. Numai pentru diagnostic *in vitro* și pentru uz profesional.

REZUMAT ȘI PRINCIPIU

Măsurarea HbA1c stabilă este foarte utilă în diagnosticul și tratamentul diabetului zaharat și în observarea stărilor diabetice. HA-8180V și HA-8180T măsoară HbA1c în sânge utilizând cromatografia cu schimb de cationi în fază inversă. Proba de sânge diluată cu soluția de spălare a hemolizei este trimisă în coloană, care fracționează proba în mai multe componente ale hemoglobinei pe baza cromatografiei lichide de înaltă performanță (HPLC).

AVERTISMENTE

- Acest produs conține drept conservant mai puțin de 0,02% azidă de sodiu (NaN₃) care irită mucoasele.
- Azida de sodiu poate reacționa cu cuprul sau plumbul, generând potențial azidă metalică explozivă.
- Azida de sodiu poate reacționa, de asemenea, cu acidul, ducând la generarea de hidrogen azidă explozivă toxică.
- Prin urmare, atunci când aceste materiale sunt aruncate, trebuie să le spălați cu un volum adecvat de apă pentru a preveni orice reactiv rezidual în conducta de alimentare cu apă.
- Dacă acest produs intră în contact cu ochii sau gura, spălați imediat cu multă apă și consultați un medic.
- Dacă intră în contact cu pielea, spălați cu multă apă.
- Aruncați deșeurile lichide care conțin sânge în conformitate cu reglementările locale pentru deșeurile periculoase biologice.

PRECAUȚII

- Numai pentru diagnostic *in vitro*.
- Acest produs este destinat numai pentru HA-8180V sau HA-8180T. NU încercați să îl utilizați cu alte instrumente. Vă rugăm să consultați manualul de utilizare al instrumentului.
- Dacă acest produs este depozitat într-un loc rece, cum ar fi un frigider, lăsați-l să se adapteze la același mediu ca și instrumentul timp de cel puțin o oră înainte de a-l așeza pe instrument.
- NU utilizați flaconul cu soluție de spălare pentru hemoliză după data de expirare.
- Data de expirare este înscrisă atât pe cutie, cât și pe eticheta flaconului.
- Așezați flaconul cu soluție de spălare pentru hemoliză în poziția specificată pe tava pentru flacoane și atașați corect capacul flaconului cu duza pentru soluția de spălare pentru hemoliză.
- Înlocuiți flaconul cu soluție de spălare pentru hemoliză cu unul nou chiar dacă rămâne un volum mic de soluție.
- Adăugarea unei noi soluții în flaconul vechi poate cauza rezultate de măsurare inexacte.
- Manipulați întotdeauna acest produs cu grijă.
- Evitați șocul fizic.

PROCEDURA DE MĂSURARE

Consultați manualul de utilizare al instrumentului.

DEPOZITARE

- Depozitați flacoanele nedeschise cu soluție de spălare pentru hemoliză la o temperatură între 3°C și 30°C, evitând lumina directă a soarelui.
- Odată deschis flaconul, utilizați soluția de spălare pentru hemoliză în interval de o lună, chiar dacă este înainte de data expirării.
- Dacă instrumentul nu va fi folosit timp de o săptămână sau mai mult, scoateți flaconul cu soluție de spălare pentru hemoliză de pe instrument. Apoi acoperiți-le bine și păstrați-le la o temperatură între 3°C și 30°C pentru a preveni degradarea și/sau concentrarea lichidului.

MATERIALE FURNIZATE

HEMOLYSIS WASHING SOLUTION 80H: 3 flacoane X 2 L/cutie, tampon fosfat care conține surfactant.

Materialele flaconului:

Flacon din polietilenă (PE) cu capac din polipropilenă (PP)

MATERIALE NECESARE, DAR NEFURNIZATE

Consultați manualul de utilizare al instrumentului.

RECOLTAREA PROBEI

Consultați manualul de utilizare al instrumentului.

CONTROLUL CALITĂȚII

Consultați manualul de utilizare al instrumentului.



ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Date de contact pentru asistență tehnică
[TEL: +31-20-545-24-50]

