

# CONTROL DILUTION SET 80

PĂSTRAȚI ÎNTOTDEAUNA ACEST PROSPECT LA ÎNDEMÂNĂ ȘI CITIȚI-L CU ATENȚIE ÎNAINTE DE UTILIZARE. DACĂ A AVUT LOC SAU ESTE POSIBIL SĂ FI AVUT LOC UN INCIDENT GRAV LEGAT DE DISPOZITIV, VĂ RUGĂM SĂ ÎL RAPORTAȚI DIRECT PRODUCĂTORULUI SAU PRIN INTERMEDIUL REPREZENTANTULUI AUTORIZAT ȘI AUTORITĂȚII DVS. LOCALE DE REGLEMENTARE.

## SCOP PROPUS

Dispozitivul CONTROL DILUTION SET 80 este destinat pentru dizolvarea și diluarea materialului de control liofilizat disponibil pe piață pentru utilizarea împreună cu HA-8180V, HA-8380V sau HA-8180T, care sunt destinate măsurării cantitative a HbA1c și HbA2. Dispozitivul CONTROL DILUTION SET 80 este destinat și pentru diluarea probelor de sânge integral. Numai pentru diagnostic *in vitro* și pentru uz profesional.

## AVERTISMENTE

- Dacă DILUENT 80 sau RECONSTITUENT 80 intră în contact cu ochii sau gura, spălați imediat cu multă apă și consultați un medic.
- Dacă intră în contact cu pielea, spălați cu multă apă.
- Aruncați deșeurile lichide care conțin sânge în conformitate cu reglementările locale pentru deșeurile periculoase biologice.

## PRECAUȚII

- Numai pentru diagnostic *in vitro*.
- Acest set este destinat numai pentru HA-8180V, HA-8380V sau HA-8180T. NU încercați să îl utilizați cu alte instrumente. Vă rugăm să consultați manualul de utilizare al instrumentului.
- NU utilizați acest set după data de expirare.
- Data de expirare este înscrisă atât pe cutie, cât și pe eticheta flaconului.
- După deschidere, păstrați flaconul la o temperatură cuprinsă între 2°C și 8°C pentru a preveni contaminarea cu microbii patogeni.
- Citiți cu atenție prospectul care însoțește controalele disponibile pe piață înainte de utilizare.
- Evitați amestecarea reactivilor după deschiderea flaconului.
- NU utilizați controlul pregătit dacă prezintă turbiditate sau materii străine.
- Păstrați controlul dizolvat la o temperatură cuprinsă între 2°C și 8°C.
- Păstrați proba de sânge integral diluată și controlul diluat la o temperatură cuprinsă între 2°C și 8°C și utilizați în decurs de 12 ore. Utilizarea după 12 ore poate produce rezultate de măsurare inexacte.

## PROCEDURĂ

Probe de sânge integral (pregătirea probelor de hemoliză)

- Adăugați volumul corespunzător de DILUENT 80 la probele de sânge integral.
- Concentrația de hemoglobină măsurabilă a unei probe de hemoliză diluată de HA-8180V sau HA-8180T este de 75 - 225 mg/dL (standard 150 mg/dL), în timp ce cu HA-8380V este de 45 - 140 mg/dL (standard 94 mg/dL).
- Dacă concentrația nu se încadrează în acest interval, poate fi afișat un mesaj de eroare sau reproductibilitatea poate fi diminuată.
- Dacă se întâmplă acest lucru, modificați raportul de diluție în mod corespunzător pentru a ajusta concentrația înainte de a efectua din nou măsurarea. (HA-8180V și HA-8180T folosesc sânge integral diluat de 101 ori, în timp ce HA-8380V utilizează sânge integral diluat de 161 de ori.)

## DEPOZITARE

Nedeschis: Depozitați acest set într-un loc întunecat, la o temperatură cuprinsă între 2°C și 30°C, evitând lumina directă a soarelui.

Deschis: Păstrați flacoanele cu capacul strâns la o temperatură cuprinsă între 2°C și 8°C.

## MATERIALE FURNIZATE

DILUENT 80: 250 mL X 1 flacon, tampon fosfat care conține surfactant.

RECONSTITUENT 80: 15 mL X 1 flacon, tampon fosfat care conține surfactant.

Materialele flaconului:

DILUENT 80: Flacon din polietilenă (PE) cu capac interior din PE și capac exterior din polipropilenă (PP).

RECONSTITUENT 80: Flacon din PP cu capac din PP



ARKRAY Factory, Inc.  
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi  
Shiga 520-3306, JAPAN  
[https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact\\_eng](https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng)



ARKRAY Europe, B.V.  
Prof. J.H. Bavincklaan 2  
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS  
Date de contact pentru asistență tehnică  
[TEL: +31-20-545-24-50]

