

Whole Blood Sample Tube

Citiți manualul de utilizare al instrumentului înainte de utilizare. Dacă a avut loc sau este posibil să fi avut loc un incident grav legat de dispozitiv, vă rugăm să îl raportați direct producătorului sau prin intermediul reprezentantului autorizat și autorității dvs. locale de reglementare.

Scop propus

Whole Blood Sample Tube este un recipient dedicat pentru mostre de sânge integral pentru utilizarea cu SPOTCHEM EZ (SP-4430) și SPOTCHEM EL (SE-1520), care sunt destinate măsurării cantitative a mai multor markeri fiziologici. Instrument exclusiv pentru diagnostic *in vitro* și pentru uz profesional.

Avertismente și precauții


- Instrument exclusiv pentru diagnostic *in vitro*.
- Aveți grijă sporită atunci când manevrați mostrele clinice și instrumentele analitice. Eliminați în mod corespunzător deșeurile biologice periculoase. Pentru instrucțiuni detaliate, consultați manualul de utilizare al instrumentului.
- Nu reutilizați.

Descrierea produsului

Acest tub de prelevare a mostrelor conține heparină ca anticoagulant și este utilizat cu sânge integral și pentru separarea plasmei.

Instrucțiuni

- La măsurarea mostrelor de plasmă (biochimie pentru SPOTCHEM EZ)
 1. Turnați 250 - 500 μ L de sânge integral proaspăt recoltat în tubul de prelevare a mostrelor.
 2. Strângeți bine capacul și răsturnați ușor tubul de 5 până la 6 ori pentru a amesteca.
 3. După centrifugare, scoateți capacul și măsurați imediat.
- La măsurarea mostrelor de sânge integral (electroliti pentru SPOTCHEM EL)
 1. Turnați 500 μ L de sânge integral proaspăt recoltat în tubul de prelevare a mostrelor.
 2. Strângeți bine capacul și răsturnați ușor tubul de 5 până la 6 ori pentru a amesteca.
 3. Scoateți capacul și măsurați imediat.



Atenționări

1. Înainte de a manipula mostrele, purtați echipament de protecție adecvat, cum ar fi mănuși de unică folosință.
2. Deschideți ușor capacul, având grijă să nu împrăștiati cristalele care acoperă suprafața interioară a tubului de prelevare a mostrelor. Acestea sunt cristale de heparină de litiu folosite ca anticoagulant.
3. Nu utilizați tuburi de prelevare a mostrelor care nu sunt acoperite cu capac. Nu utilizați tubul de prelevare a mostrelor în cazul în care capacul portocaliu sau tubul este deteriorat.
4. A se păstra într-un loc întunecat, ferit de umiditate și de lumina directă a soarelui.
5. Tubul de prelevare a mostrelor nu este sterilizat.
6. Tubul de prelevare a mostrelor nu este destinat depozitării probelor.
7. Nu utilizați acest tub de prelevare a mostrelor pentru a măsura sângele integral recoltat în tuburi de prelevare a mostrelor care conțin anticoagulant.

8. La măsurarea electrolitelor (Na, K, Cl), nu centrifugați; se măsoară cu sânge integral. Măsurarea plasmei centrifugate poate duce la valori scăzute pentru K și Na și la valori ridicate pentru Cl.

Depozitare și stabilitate

A se păstra la temperaturi cuprinse între 2 și 30°C (36 - 86°F). Tuburile de prelevare a mostrelor pot fi utilizate până la data de expirare indicată pe ambalaj.

Materiale furnizate

Următoarele articole sunt furnizate în următoarele cantități.

- Whole Blood Sample Tube: 500 de bucăți
500 de tuburi
500 de capace portocalii
- Whole Blood Sample Tube: 100 de bucăți
100 de tuburi
100 de capace portocalii

Materiale necesare, dar nefurnizate

Măsurarea necesită și alte consumabile. Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al instrumentului.



ARKRAY Factory, Inc.

1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi

Shiga 520-3306, JAPAN

https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.

Prof. J.H. Bavincklaan 2

1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS

Dacă aveți nevoie de asistență tehnică,

contactați ARKRAY Europe, B.V.

TEL: +31-20-545-24-50

FAX: +31-20-545-24-59

