

Concentrated Washing Solution 3

Před použitím si pozorně přečtěte tento příbalový leták. Mějte jej po ruce pro případ potřeby. Pokud se vám stal nebo mohl stát jakýkoli vážný incident související se zařízením, nahlaste to prosím přímo výrobci nebo prostřednictvím autorizovaného zástupce a vašemu místnímu regulačnímu úřadu.

Zamýšlený účel

Concentrated Washing Solution 3 je promývací roztok pro použití s AX-4060 nebo AI-4510, které jsou určeny pro kvalitativní, semikvantitativní a/nebo kvantitativní měření několika fyziologických markerů v moči.

Pouze pro *in vitro* diagnostické použití a profesionální použití.

Složení

Tribasický fosforečnan sodný, 0,2 % (CAS č. 7601-54-9)

Polyoxyethylen alkyl(12-14)ethery, 1 % (CAS č. 84133-50-6)

Používání

Pro použití naředte koncentrovaný roztok deionizovanou vodou v poměru 1:9 (1 díl koncentrovaného roztoku zředěný 9 díly deionizované vody).

Před použitím si pozorně přečtěte návod k obsluze analyzátoru.

Upozornění

- Po naředění mohou v roztoku růst plísně a/nebo bakterie. Zředěný promývací roztok použijte do 15 dnů od naředění.
- Promývací roztok použijte do data expirace. Není-li vhodné skladován, nebudou u něj zachovány patřičné vlastnosti, i když ještě neuplynulo datum expirace.
- Při skladování zamezte přímému slunečnímu světlu.
- V případě zasažení očí okamžitě a důkladně oplachujte vodou z vodovodu. V případě potřeby vyhledejte lékaře.
- Tento produkt je alkalický promývací roztok. NEPIJTE ho. Před použitím si pro bezpečnost nasadte ochranné rukavice.

Likvidace biologicky nebezpečného odpadu

Likvidujte tekutý odpad v souladu s příslušnými předpisy o biologicky nebezpečném odpadu.

Skladování a stabilita

- Skladování
Skladujte při pokojové teplotě (1–30 °C).
- Datum expirace
Vytištěno na etiketě lahve a na vnějším obalu.

Dodávané materiály

Concentrated Washing Solution 3 1 litr × 5 lahví

Potřebné materiály, které nejsou součástí dodávky

Zkumavka na vzorek (při použití s AI-4510)



ARKRAY Factory, Inc.

1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN

https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.

Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Kontakt na technickou podporu
[TEL: +31-20-545-24-50]

