

Concentrated Washing Solution 3

Citiți cu atenție acest prospect înainte de utilizare. Păstrați-l la îndemână pentru consultare în funcție de necesități.

Dacă ați avut sau dacă ați fi putut avea orice incident grav legat de dispozitiv, vă rugăm să-l raportați direct către producător sau prin intermediul reprezentantului autorizat și către autoritatea locală de reglementare.

Destinație de utilizare

Concentrated Washing Solution 3 este o soluție de spălare pentru utilizare cu AX-4060 sau cu AI-4510, care sunt destinate măsurării calitative, semicantitative și/sau cantitative a mai multor markere fiziologice în urină.

Numai pentru utilizare pentru diagnosticarea *in vitro* și pentru utilizare profesională.

Compoziție

Fosfat de sodiu tribazic, 0,2% (Nr. CAS 7601-54-9)

Polioxietilen alkil(12-14)eteri, 1% (Nr. CAS 84133-50-6)

Utilizare

Diluați soluția concentrată cu apă deionizată într-un raport de 1:9 pentru utilizare (1 parte de soluție concentrată diluată cu 9 părți de apă deionizată).

Citiți cu atenție manualul de utilizare al analizorului înainte de utilizare.

Atenție

1. După diluare, în soluție se pot dezvolta ciuperci și/sau bacterii. Vă rugăm să utilizați soluția diluată de spălare în termen de 15 zile de la diluare.
2. Utilizați soluția de spălare înainte de data de expirare. Dacă depozitarea nu este adecvată, nu se mențin performanțe suficiente, chiar dacă se află înainte de data de expirare.
3. Evitați lumina directă a soarelui pentru depozitare.
4. În caz de contact cu ochii, spălați imediat și temeinic cu apă de la robinet. Consultați un medic, dacă este necesar.
5. Acest produs este o soluție alcalină de spălare. NU beți. Purtați mănuși de protecție pentru siguranță înainte de utilizare.

Eliminarea deșeurilor care prezintă pericol biologic

Eliminați deșeurile lichide în conformitate cu reglementările din țara dvs. privind deșeurile care prezintă pericol biologic.

Depozitare și stabilitate

1. Depozitare
Depozitați la temperatura camerei (1 - 30 °C).
2. Data de expirare
Imprimată pe eticheta flaconului și pe recipientul exterior.

Materiale furnizate

Concentrated Washing Solution 3 1 l x 5 flacoane

Materiale necesare, dar care nu sunt furnizate

Eprubetă (atunci când se utilizează cu AI-4510)



ARKRAY Factory, Inc.

1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.

Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Date de contact pentru asistență tehnică
[TEL: +31-20-545-24-50]

