

Washing Solution (Concentrate)

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. Mějte ji v dosahu pro případ potřeby. Pokud došlo nebo mohlo dojít k vážné nehodě související s tímto prostředkem, nahláste to přímo nebo prostřednictvím autorizovaného zástupce výrobci a místnímu regulačnímu úřadu.

Zamýšlený účel

- ✦ Washing Solution (Concentrate) je mycí roztok pro použití se zařízením OSMO STATION OM-6060 nebo OSMO STATION 2 OM-6070, které je určeno ke kvantitativnímu měření osmolality. Pouze pro diagnostické použití *in vitro* a profesionální použití.

Složení

- Tribasisický fosforečnan sodný, 0,2% (Č. CAS 7601-54-9)
- Polyoxyethylenalkylethery (12-14), 1% (Č. CAS 84133-50-6)

Použití

Před použitím zředte koncentrovaný roztok deionizovanou vodou v poměru 1:9 (1 díl koncentrovaného roztoku naředíte 9 díly deionizované vody).

Před použitím si pozorně přečtěte návod k obsluze relevantního přístroje.

Upozornění

1. Vždy používejte čerstvě připravený mycí roztok, protože po naředění se v něm mohou množit plísňe a bakterie.
2. Použijte mycí roztok do data použitelnosti. V případě nesprávných podmínek pro uchovávání nemusí ani v rámci doby použitelnosti kvalita roztoku být na dostatečné úrovni.
3. Při skladování chraňte před přímým slunečním světlem.
4. V případě zasažení očí je okamžitě důkladně vypláchněte tekoucí vodou. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
5. Tento produkt je zásaditý mycí roztok. Nepijte ho. Před použitím si z důvodu bezpečnosti navlékněte ochranné rukavice.



Likvidace biologicky nebezpečného odpadu

Tekutý odpad likvidujte v souladu s předpisy pro nakládání s biologicky nebezpečným odpadem.

Uchování a stabilita

1. Uchování
Uchovávejte při pokojové teplotě (1 - 30°C / 34 - 86°F).
2. Datum použitelnosti
Vytištěno na štítku na balení a na vnějším obalu.

Materiály, které jsou součástí balení

Washing Solution (Concentrate) 1 L × 1 lahev



ARKRAY Factory, Inc.

1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN

https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.

Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS

**Pokud potřebujete technickou podporu,
kontaktujte ARKRAY Europe, B.V.**

TEL: +31-20-545-24-50
FAX: +31-20-545-24-59

