

Hemolysis Solution

MANTENHA ESTE FOLHETO SEMPRE À MÃO E LEIA-O CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR. SE SOFREU OU ESTEVE PERTO DE SOFRER UM INCIDENTE GRAVE RELACIONADO COM O DISPOSITIVO, COMUNIQUE A SITUAÇÃO DIRETAMENTE AO FABRICANTE OU AO REPRESENTANTE AUTORIZADO E À AUTORIDADE REGULADORA LOCAL.

FINALIDADE PREVISTA

A Hemolysis Solution destina-se à diluição de amostras de sangue total para uso com o HA-8180V, o HA-8180T ou o HA-8190V, que são destinados à medição quantitativa de HbA1c. Apenas para uso no diagnóstico *in vitro* e uso profissional.

ADVERTÊNCIAS

- Este produto contém menos de 0,02% de azida sódica (NaN₃) irritativa da mucosa como conservante.
- A azida sódica pode reagir com o cobre ou com o chumbo, podendo gerar azida metálica explosiva.
- A azida sódica pode também reagir com ácido, dando origem à criação de azida de hidrogénio explosiva tóxica.
- Por conseguinte, quando estes materiais forem eliminados, devem ser misturados com um volume adequado de água para evitar a permanência residual de reagentes na canalização.
- Se a Hemolysis Solution entrar em contacto com os olhos ou a boca, lave de imediato com água abundante e consulte um médico.
- Se entrar em contacto com a pele, lave com água abundante.
- Elimine os resíduos líquidos que contenham amostras de sangue segundo as normas locais sobre resíduos biologicamente perigosos.

PRECAUÇÕES

- Apenas para uso no diagnóstico *in vitro*.
- Este produto destina-se apenas ao HA-8180V, ao HA-8180T ou ao HA-8190V. NÃO tente utilizá-lo com outros instrumentos. Consulte o manual de instruções do instrumento.
- NÃO utilize este conjunto para além do prazo de validade.
- O prazo de validade está indicado tanto na caixa como no rótulo do frasco.
- Depois de aberto, armazene o frasco a uma temperatura entre 2°C e 8°C para evitar contaminação por micróbios patogénicos.
- Evite misturar os reagentes depois de abrir o frasco.
- NÃO utilize a amostra de sangue total preparada já diluída se a mesma apresentar turvação ou a presença de algum corpo estranho.
- Armazene a amostra de sangue total já diluída a uma temperatura entre 2°C e 8°C, e utilize no espaço de 12 horas. A utilização após as 12 horas pode dar origem a medições imprecisas.

PROCEDIMENTO

Amostras de sangue total (Preparar a hemólise de amostras)

- 1 tubo contém 1,0 mL de Hemolysis Solution - adicionar 10 µL de sangue total com um capilar «ponta a ponta». Deixe o capilar cair diretamente no tubo da Hemolysis Solution, feche o tubo e agite-o para que o sangue saia do capilar para a Hemolysis Solution. Em seguida, retire a tampa e coloque a amostra no instrumento. Em alternativa, deite-o num copo de amostra antes de o colocar no instrumento.

ARMAZENAMENTO

Por abrir: Armazene num local escuro a uma temperatura entre 3°C e 30°C, evitando a luz direta do sol.

Aberto: Armazene bem tapado a uma temperatura entre 2°C e 8°C.

MATERIAIS FORNECIDOS

Hemolysis Solution: 1 mL × 100 frascos, tampão de fosfato com surfatante.

Materiais do frasco: Frasco em PS (Poliestireno) com tampa exterior em LDPE (Poliétileno de Baixa Densidade).

MATERIAIS NECESSÁRIOS MAS NÃO FORNECIDOS

Consulte o manual de instruções do instrumento.

COLHEITA E ARMAZENAMENTO DE AMOSTRAS

Consulte o manual de instruções do instrumento.

CONTROLO DE QUALIDADE

Consulte o manual de instruções do instrumento.



ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Contacto para assistência técnica
[TEL: +31-20-545-24-50]

