

arkray

Bloedglucosetestmeter

Overzicht GLUCOCARD-serie All-star

Ultranaauwkeurig en eenvoudig te gebruiken

Bloedglucosetestmeter

GLUCOCARD S


GT-7110



Bloedglucosetestmeter

GLUCOCARD W

GT-7210



Bloedglucosetestmeter

GLUCOCARD S onyx

GT-7120

arkray, inc.


Kies het model dat past bij uw leefstijl!

Basismodel

- ✓ Eenvoudig te gebruiken

Bloedglucosetestmeter

GLUCOCARD W
GT-7210




Geavanceerd model

- ✓ Gemakkelijk en snel

Bloedglucosetestmeter

GLUCOCARD S
GT-7110




Premiummodel

- ✓ Achtergrondlicht en teststriplicht

Bloedglucosetestmeter

GLUCOCARD S onyx
GT-7120



Voor GLUCOCARD
S en
GLUCOCARD S onyx

Keuze uit verpakkingen

Fles met 50 teststrips of afzonderlijk verpakt.



GLUCOCARD S Test Strips
afzonderlijk verpakt in aluminiumfolie

Voordelen

- ✓ Betere bescherming tegen vochtigheid
- ✓ Minimale effecten van gebruikelijke interferentie
- ✓ Gemakkelijk te verdelen en mee te nemen
- ✓ Eenvoudig te beheren hoeveelheden
- ✓ Veilig weg te gooien zonder in aanraking te komen met bloed


Nuttige functies

✓ Nauwkeurigheid van de resultaten

Voldoet aan ISO 15197:2013.

✓ Afvoerhendel voor strips

Met de hendel voor de afvoer van teststrips kunt u veilig en contactloos de teststrips afvoeren.



Hendel voor de afvoer van teststrips

✓ Hematocrietcorrectiefunctie

Voor een verbetering van de nauwkeurigheid binnen het gehele Hct-bereik (20-70%).

✓ Markeringsinstellingsfunctie

Stel handmatig markeringen in, zoals 'voor de maaltijd', 'na de maaltijd', - voor een beter begrip van de resultaten.



✓ Hypoglycemiedetectie

Hypoglycemiedetectie - 'HYPO'-waarschuwing wanneer de glucosewaarde te laag is.

HYPO

✓ Automatische detectie van controle

Een kwaliteitscontrole wordt automatisch gedetecteerd en dienovereenkomstig gemarkeerd.

Specificaties	Glucocard S
Testitem	Bloedglucosegehalte
Monstertype	Vers capillair volbloed
Monsterhoeveelheid	0,3 µL
Teststrips	GLUCOCARD S Test Strips
Enzym	FAD-GDH
Meeteenheden	mg/dL of mmol/L (niet-schakelbaar)
Testbereik	10 - 600 mg/dL, 0,6 - 33,3 mmol/L
Hematocrietbereik	20 - 70%
Testtijd	5 seconden na bloeddetectie
Batterij	3 V: lithiumbatterij (CR2032) x 1
Geheugencapaciteit	500 testresultaten
Communicatiefunctie	micro-USB
Werkomgeving	Temperatuur: 8 - 40 °C (46 - 104 °F) Vochtigheid: 20 - 80% RV (niet-condenserend)
Afmetingen	50 (B) x 17,6 (D) x 84 (H) mm
Gewicht	Ongeveer 47 g met batterij



Specificaties	Glucocard S onyx
Testitem	Bloedglucosegehalte
Monstertype	Vers capillair volbloed
Monsterhoeveelheid	0,3 µL
Teststrips	GLUCOCARD S Test Strips
Enzym	FAD-GDH
Meeteenheden	mg/dL of mmol/L (niet-schakelbaar)
Testbereik	10 - 600 mg/dL, 0,6 - 33,3 mmol/L
Hematocrietbereik	20 - 70%
Testtijd	5 seconden na bloeddetectie
Batterij	3 V AAA 1,5 V x 2
Geheugencapaciteit	500 testresultaten
Communicatiefunctie	micro-USB en Bluetooth 4.0
Werkomgeving	Temperatuur: 8 - 40 °C (46 - 104 °F) Vochtigheid: 20 - 80% RV (niet-condenserend)
Afmetingen	57 (B) x 18,5 (D) x 94 (H) mm
Gewicht	Ongeveer 70 g met batterij



Specificaties	Glucocard W
Testitem	Bloedglucosegehalte
Monstertype	Vers capillair volbloed
Monsterhoeveelheid	0,5 µL
Teststrips	GLUCOCARD W Test Strips
Enzym	GOD
Meeteenheden	mg/dL of mmol/L (niet-schakelbaar)
Testbereik	10 - 600 mg/dL, 0,6 - 33,3 mmol/L
Hematocrietbereik	20 - 70%
Testtijd	7 seconden na bloeddetectie
Batterij	3 V: lithiumbatterij (CR2032) x 1
Geheugencapaciteit	500 testresultaten
Communicatiefunctie	micro-USB
Werkomgeving	Temperatuur: 8 - 40 °C (46 - 104 °F) Vochtigheid: 20 - 80% RV (niet-condenserend)
Afmetingen	50 (B) x 17,6 (D) x 84 (H) mm
Gewicht	Ongeveer 47 g met batterij



* Ontwerpen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Legal manufacturer

arkray factory, inc.

1480 Koji Konan-cho, Koka, Shiga-ken 520-3306, JAPAN

European representative

arkray europe, b.v.

Prof. J.H. Bavincklaan 2, 1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS

<https://www.arkray.eu/english/>

arkray global business, inc.

Yousuien-nai, 59 Gansuin-cho, Kamigyo-ku,

Kyoto 602-0008, JAPAN

TEL +81-75-662-8979 FAX +81-75-431-1202