

arkray

BLOEDGLUCOSEMETER VOOR ZELFCONTROLE

Overzicht GLUCOCARD-serie



Ultranaauwkeurig en eenvoudig te gebruiken

2 eenvoudige stappen

1 PLAATS TESTSTRIP



2 BRENG BLOEDMONSTER AAN



arkray, inc.

Kies het model dat past bij uw leefstijl!

GLUCOCARD **W**

GT-7210

Eenvoudig te gebruiken

Voor mensen die van eenvoud houden

 Monsterhoeveelheid 0.5µL
  Testtijd 7 seconds



Funcities

Voorzien van een afvoerhendel voor strips

Veilig in gebruik, zonder in contact te komen met bloed.



Eenvoudig gegevensbeheer met gebruik van USB-communicatie

Eenvoudig bloedglucosebeheer.



Markeringsinstellingsfunctie

Assistentie bij de interpretatie van metingen.




voor de maaltijd



na de maaltijd

Nauwkeurigheid

Voldoet aan EN ISO 15197:2015



Hematocrietcorrectiefunctie (20-70%)




Gemoedsrust bij patiënten met polycythemie of anemie.

GLUCOCARD **S**

GT-7110

Snel en gemakkelijk

Voor actieve mensen die van snelheid en gebruiksgemak houden

 Monsterhoeveelheid 0.3µL
  Testtijd 5 seconds
  Keuze uit verpakkingen



GLUCOCARD S Test Strips Keuze uit verpakkingen!!

Ik ga vaak op stap.

Ik meet vaak en gebruik veel teststrips.

Ik wil graag sensoren bij me hebben, niet alleen thuis maar ook wanneer ik op stap ga.

Ik wil graag minder verpakkingsafval produceren.

GLUCOCARD **S onyx**

GT-7120


Voor elke denkbare situatie!

Voor mensen die van meerdere functies houden

 Monsterhoeveelheid 0.3µL
  Testtijd 5 seconds
  Keuze uit verpakkingen



 Teststriplicht en achtergrondlicht voor gebruik in het donker

 Draadloze communicatiefunctie met gebruik van Bluetooth 4.0

Specificaties	GLUCOCARD W	GLUCOCARD S	GLUCOCARD S onyx
Enzym	GOD		FAD - GDH
Meeteenheden	mg/dL or mmol/L (non-switchable)		
Testbereik	10 - 600 mg/dL, 0.6-33.3mmol/L		
Batterij	3 V lithium battery (CR2032) x 1		3V : AAA 1.5V x 2
Geheugencapaciteit	500 test results		
Werkomgeving	Temperature: 8 - 40°C (46 - 104°F) Humidity: 20 - 80 % RH (No condensation)		
Afmetingen	L84×W50×H17.6 mm (L3.3×W 2.0×H0.7 inches)		L94×W57×H18.5 mm (L3.7×W 2.2×H0.7 inches)
Gewicht	Approx. 47 g (1.66 ounces) with batterij		Approx. 70 g (2.47 ounces) with batterij

*De eenheid (mg/dL of mmol/L) in gebruik in combinatie met de meter varieert per land.
U kunt de vooraf ingestelde eenheid niet wijzigen.

In 2017 heeft de GLUCOCARD S onyx de Good Design Award gewonnen!!

Oordeel van de jury

We hebben veel waardering voor de inspanningen die zijn geleverd om vertrouwen te winnen, via de textuur van de buitenkant, de ontwerpkennmerken en het UI-ontwerp en om op een gemakkelijke en toegankelijke manier mensen zonder medische achtergrond te willen helpen bij de omgang met ongewone, medische hulpmiddelen.

Yoo's visie

Het eenvoudige en toch functionele ontwerp was erop gericht, de identiteit van ARKRAY als merk gestand te doen en hoogwaardige bruikbaarheid te genereren. Fouten bij het gebruik van medische producten zijn immers ontoelaatbaar. Het ontwerp geeft een ongeëvenaard handgevoel dankzij de afgeronde vorm en de details die hoogwaardige bruikbaarheid bieden. Het subtiele, metallieke matzwart tekent voor de ingetogen doch premiumuitstraling, waarmee het premiumimago van het merk recht wordt gedaan.

Auteursrechthebbende : (C)JDP
Sitenaam : GOOD DESIGN AWARD
URL : <http://www.g-mark.org>



YEONGKYU YOO

de oprichter en artistiek directeur van cloudandco, is een zeer ervaren ontwerper met meer dan 20 jaar succesvolle ontwerpen op zijn naam. Naast zijn werk bij Microsoft leverde hij een bijdrage aan ontwerpen voor de HoloLens en Xbox. Daarvoor was hij artistiek directeur bij iriver en senior industrieel ontwerper bij NIKE WHQ.

Legal manufacturer

arkray factory, inc.

1480 Koji Konan-cho, Koka, Shiga-ken 520-3306, JAPAN

European representative

arkray europe, b.v.

Prof. J.H. Bavincklaan 2, 1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS

<https://www.arkray.eu/english/>

arkray global business, inc.

Yousuien-nai, 59 Gansuin-cho, Kamigyo-ku,

Kyoto 602-0008, JAPAN

TEL +81-75-662-8979 FAX +81-75-431-1202