

ADAMS A1c

HA-8190V

Používejte výhradně spotřební materiál, příslušenství a poprodejní díly dodané společností ARKRAY. Při nákupu těchto položek se obraťte na svého distributora s žádostí o správné kódy produktů.

■ Poprodejní díly a spotřební materiál

● Spotřební materiál

Produkt	Specifikace
COLUMN UNIT 90	1 na balíček
ELUENT 90A	600 ml, 4 na skříňku
ELUENT 90B	600 ml, 2 na skříňku
ELUENT 90CV	600 ml, 2 na skříňku
ELUENT 90CV-S	200 ml, 2 na skříňku
HEMOLYSIS WASHING SOLUTION 90H	2 l, 3 na skříňku
DILUENT 90	250 ml, 1 na skříňku
CALIBRATOR 90	CALIBRATOR 90 Low, CALIBRATOR 90 High a CALIBRATOR 90 Diluent (3 pro každý kus), seznam standardních hodnot, štítky s čárovým kódem s informacemi o kalibraci
Papír do tiskárny	58 mm (Š) × 25 m (D), 5 rolí na skříňku
Miska na vzorky	500 µl, 1000 na balíček

● Díly pro údržbu

Produkt	Specifikace
Napájecí kabel	220-240VAC
	100-120VAC
	Typ napájecího kabelu (dodaného) se liší v závislosti na zemi. Potřebujete-li další informace, obraťte se na distributora.
Pojistky	T4AE250V~, 2 na balíček
Krytka lahve A s tryskou	Tryska pro ELUENT 90A
Krytka lahve B s tryskou	Tryska pro ELUENT 90B
Krytka lahve CV s tryskou	Tryska pro ELUENT 90CV
Krytka lahve H s tryskou	Tryska pro HEMOLYSIS WASHING SOLUTION 90H (se snímačem detekce hladiny kapaliny)
Omývací sestava buňky	Před použitím se obraťte na svého distributora.
Hliníkový obal	Pro údržbu v případě, že přístroj nebude delší dobu používán, 2 na soupravu
Omývací roztok pro zkumavky	250 ml
Propichovací tryska	1 na balíček
O-kroužek	Pro blok omývání trysek, 5 na balíček
Krycí deska	Pro blok omývání trysek
Filtr a O-kroužek pro elekt.	Pro trysky reagentie, síťové filtry a O-kroužky, 5 pro každý kus
Náhradní trubice (pro ventil)	2 mm (vnitřní průměr) × 4 mm (vnější průměr), 3 na balíček
Náhradní trubice (pro IN kolony)	0,25 mm (vnitřní průměr) × 1,6 mm (vnější průměr), 9,5 cm, vyrobeno z polymeru PEEK

● Díly pro údržbu

Produkt	Specifikace
Náhradní trubice (pro OUT kolony)	0,25 mm (vnitřní průměr) × 1,6 mm (vnější průměr), 8,0 cm, vyrobeno z polymeru PEEK
Silikonová trubice	2 mm (vnitřní průměr) × 4 mm (vnější průměr), 3 m
Silikonová trubice	3 mm (vnitřní průměr) × 6 mm (vnější průměr), 3 m
Teflonová trubice	2 mm (vnitřní průměr) × 3 mm (vnější průměr), 2 m
Tefzelová trubice	1 mm (vnitřní průměr) × 2 mm (vnější průměr), 2 m
Spoje 1X2	Ploché těsnění M6 Ø2, 5 kusů v balíčku
Spoje 2X3	Ploché těsnění M6 Ø3, 5 kusů v balíčku
Souprava spojů	Ploché těsnění M6 Ø2, průchozí, 5 kusů v balíčku
Tlačné šrouby (kruhový typ)	EASYFIT #9001, 5 v balíčku
Šrouby krytky	HEXFIT MINI #9135, 5 v balíčku
Tlačný šroub (ráčna)	Pro ředící kontejner
Normální stojan	Pro otáčení zkumavky na vzorky
Spouštěcí stojan	START
Stojan na dvojice plné krve	W PAIR
Stojan na dvojice hemolýzy	H PAIR
Stojan anémie	ANEMIA
Stojan kontroly hemolýzy	H CTRL
Kalibrační stojan	CAL
Omývací stojan	WASH
Vodítko portu	Ø13, šedá, 10 v balíčku
Vodítko portu	Ø13, oranžová, 10 v balíčku
Vodítko portu	Ø13, modrá, 10 v balíčku
Konvenční adaptér	Ø13, šedá, 10 v balíčku
Konvenční adaptér	Ø13, modrá, 10 v balíčku

■ Možnosti

Produkt	Specifikace
Režim vlastního stojanu	Pro změnu režimu měření každého portu
Stojan kontroly plné krve	Pro měření kontroly plné krve HbA1c
Láhev na tekutý odpad	Se snímačem detekce hladiny kapaliny
Ruční čtečka čárových kódů	Ruční typ
Ethernetová deska	Pro připojení HA-8190V k hostitelskému počítači
Side sampler	Slouží jako yardy START i STOCK