

# ADAMS A1c

HA-8190V

Se ruega utilizar únicamente los consumibles, accesorios y piezas de recambio suministrados por ARKRAY.

Al comprar estos artículos, contacte con su distribuidor para obtener los códigos de producto correctos.

## ■ Piezas de recambio y consumibles

### ● Consumibles

| Producto                       | Especificaciones                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COLUMN UNIT 90                 | 1 por envase                                                                                                                                                              |
| ELUENT 90A                     | 600 mL, 4 por caja                                                                                                                                                        |
| ELUENT 90B                     | 600 mL, 2 por caja                                                                                                                                                        |
| ELUENT 90CV                    | 600 mL, 2 por caja                                                                                                                                                        |
| ELUENT 90CV-S                  | 200 mL, 2 por caja                                                                                                                                                        |
| HEMOLYSIS WASHING SOLUTION 90H | 2 L, 3 por caja                                                                                                                                                           |
| DILUENT 90                     | 250 mL, 1 por caja                                                                                                                                                        |
| CALIBRATOR 90                  | CALIBRATOR 90 Low, CALIBRATOR 90 High y CALIBRATOR 90 Diluent (3 para cada uno), lista de valores estándar, etiquetas con códigos de barras de información de calibración |
| Papel de la impresora          | 58 mm (anchura) × 25 m (longitud), 5 rollos por caja                                                                                                                      |
| Cubetas                        | 500 µL, 1000 por envase                                                                                                                                                   |

### ● Piezas de mantenimiento

| Producto                                    | Especificaciones                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cable de corriente                          | 220-240VAC<br>100-120VAC<br>El tipo de cable de corriente (suministrado) varía en función del país. Si desea más información, contacte con su distribuidor. |
| Fusibles                                    | T4AE250V~, 2 por envase                                                                                                                                     |
| Tapón de botella A con aguja                | Aguja para ELUENT 90A                                                                                                                                       |
| Tapón de botella B con aguja                | Aguja para ELUENT 90B                                                                                                                                       |
| Tapón de botella CV con aguja               | Aguja para ELUENT 90CV                                                                                                                                      |
| Tapón de botella H con aguja                | Aguja para HEMOLYSIS WASHING SOLUTION 90H (con sensor de detección de nivel de líquido)                                                                     |
| Kit de lavado de celdas                     | Contacte con su distribuidor antes del uso.                                                                                                                 |
| Envase de aluminio                          | Para mantenimiento cuando el instrumento no se va a utilizar durante largos períodos de tiempo, 2 por juego                                                 |
| Solución de lavado para tubos               | 250 mL                                                                                                                                                      |
| Aguja de toma de muestra                    | 1 por envase                                                                                                                                                |
| Anilla en O                                 | Para bloque de lavado de la aguja, 5 por envase                                                                                                             |
| Cubierta                                    | Para el bloque de lavado de la aguja                                                                                                                        |
| Filtro y anilla en O para filtro eléctrico. | Para las agujas de reactivos, los filtros de malla y las anillas en O, 5 para cada uno                                                                      |
| Tubo de recambio (para válvula)             | 2 mm (d. i.) × 4 mm (d. e.), 3 por envase                                                                                                                   |
| Tubo de recambio (para entrada de columna)  | 0,25 mm (d. i.) × 1,6 mm (d. e.), 9,5 cm, hechos de PEEK                                                                                                    |

## ● Piezas de mantenimiento

| Producto                                  | Especificaciones                                             |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Tubo de recambio (para salida de columna) | 0,25 mm (d. i.) × 1,6 mm (d. e.), 8,0 cm, hechos de PEEK     |
| Tubo de silicona                          | 2 mm (d. i.) x 4 mm (d. e.), 3 m                             |
| Tubo de silicona                          | 3 mm (d. i.) x 6 mm (d. e.), 3 m                             |
| Tubo de Teflon                            | 2 mm (d. i.) x 3 mm (d. e.), 2 m                             |
| Tubo de Tefzel                            | 1 mm (d. i.) x 2 mm (d. e.), 2 m                             |
| Juntas 1X2                                | Adaptador de sellado plano M6 Ø2, 5 por envase               |
| Juntas 2X3                                | Adaptador de sellado plano M6 Ø3, 5 por envase               |
| Juego de juntas                           | Adaptador de sellado plano M6 Ø2, tipo pasante, 5 por envase |
| Tapones de presión (tipo circular)        | EASYFIT #9001, 5 por envase                                  |
| Tornillos de tapa                         | HEXFIT MINI #9135, 5 por envase                              |
| Tapón de presión (trinquete)              | Para el contenedor de dilución                               |
| Rack normal                               | Para el giro del tubo de muestra                             |
| Rack de inicio                            | START                                                        |
| Rack por parejas de sangre total          | W PAIR                                                       |
| Rack por parejas de hemolizados           | H PAIR                                                       |
| Anemia rack                               | ANEMIA                                                       |
| Rack de controles hemolizados             | H CTRL                                                       |
| Rack de calibración                       | CAL                                                          |
| Rack de lavado                            | WASH                                                         |
| Guía de la posición                       | Ø13, gris, 10 por envase                                     |
| Guía de la posición                       | Ø13, naranja, 10 por envase                                  |
| Guía de la posición                       | Ø13, azul, 10 por envase                                     |
| Adaptador convencional                    | Ø13, gris, 10 por envase                                     |
| Adaptador convencional                    | Ø13, azul, 10 por envase                                     |

## ■ Opciones

| Producto                            | Especificaciones                                                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Modo rack personalizado             | Para cambiar el modo de análisis de cada posición                 |
| Rack de control de sangre total     | Para medición de control de sangre total de HbA1c                 |
| Botella de líquidos de desecho      | Con sensor de detección de nivel de líquido                       |
| Lector portátil de código de barras | Tipo manual                                                       |
| Placa Ethernet                      | Para conectar el HA-8190V al ordenador central                    |
| Muestreador lateral                 | Sirve tanto como espacio de almacenamiento de START como de STOCK |