

ADAMSTM A1c Lite

HA-8380V

Používejte výhradně spotřební materiál, příslušenství a poprodejní díly dodané společností ARKRAY. Při nákupu těchto položek se obraťte na svého distributora s žádostí o správné kódy produktů.

■ Poprodejní díly a spotřební materiál

● Spotřební materiál

Produkt	Specifikace
COLUMN UNIT 80	1 na balíček
ELUENT 80A	600 ml, 4 na skříňku
ELUENT 80B	600 ml, 2 na skříňku
ELUENT 80CV	600 ml, 2 na skříňku
HEMOLYSIS WASHING SOLUTION Lite H	2 l, 3 na skříňku
CONTROL DILUTION SET 80	DILUENT 80 (250 ml, 1 na krabičku), RECONSTITUENT 80 (15 ml, 1 na krabičku)
CALIBRATOR Lite	CALIBRATOR Lite Low, CALIBRATOR Lite High a CALIBRATOR Lite Diluent (jeden pro každý kus), seznam standardních hodnot, štítky s čárovým kódem s informacemi o kalibraci
Papír do tiskárny	58 mm (Š) × 25 m (D), 5 rolí na skříňku
Miska na vzorky	500 µl, 1000 na balíček
Zařízení pro odebírání vzorků	100 v balení, pro sestavu mikro-měření

● Díly pro údržbu

Produkt	Specifikace
Napájecí kabel	220-240VAC
	125VAC
	Typ napájecího kabelu (dodaného) se liší v závislosti na zemi. Potřebujete-li další informace, obraťte se na distributora.
Pojistky	T4AE250V~, 2 na balíček
Krytka lahve A s tryskou	Tryska pro ELUENT 80A
Krytka lahve B s tryskou	Tryska pro ELUENT 80B
Krytka lahve CV s tryskou	Tryska pro ELUENT 80CV
Krytka lahve H s tryskou	Tryska pro Hemolysis Washing Solution Lite H
Omývací sestava buňky	Pro omývání optické buňky
Hliníkový obal	Pro údržbu v případě, že přístroj nebude delší dobu používán, 2 na soupravu
Omývací roztok pro zkumavky	250 ml
Propichovací tryska	1 na balíček
Filtr a O-kroužek pro elekt.	Síťové filtry a O-kroužky, 5 pro každý kus
Silikonová trubice	2 mm (vnitřní průměr) × 4 mm (vnější průměr), 3 m
Silikonová trubice	3 mm (vnitřní průměr) × 6 mm (vnější průměr), 3 m
Tefzelová trubice	1 mm (vnitřní průměr) × 2 mm (vnější průměr), 2 m
Spoje 1 x 2	Ploché těsnění M6 Ø2, 5 kusů v balíčku
Spoje 2 x 3	Ploché těsnění M6 Ø3, 5 kusů v balíčku
Souprava spojů	Ploché těsnění M6 Ø2, průchozí, 5 kusů v balíčku
Tlačné šrouby (kruhový typ)	EASYFIT #9001, 5 v balíčku
Normální stojan	Pro normální měření (bez adaptérů)

● Díly pro údržbu

Produkt	Specifikace
Kalibrační stojan	Pro kalibraci HbA1c, 2 v balení
Adaptér	Ø13, šedá, 10 v balíčku
Adaptér	Ø13, oranžová, 10 v balíčku
Adaptér	Ø13, modrá, 10 v balíčku

■ Možnosti

Produkt	Specifikace
Láhev na tekutý odpad	Se snímačem detekce hladiny kapaliny
Ruční čtečka čárových kódů	Ruční typ
Ethernetová deska	Pro připojení přístroje k hostitelskému počítači
Adaptér pro trubici Sarstedt (Ø11)	Trubice Sarstedt (Ø11 × L66 mm, 2,7 ml)
Adaptér pro trubici Sarstedt (Ø13)	Trubice Sarstedt (Ø13 × L65 mm, 2,6 ml)
Sestava mikro-měření	Pro mikro-měření