

SPOTCHEM™ EZ

SP-4430

Należy używać wyłącznie materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów i części zamiennych dostarczonych przez ARKRAY.

W celu zakupu tych elementów należy skontaktować się z dystrybutorem, aby uzyskać prawidłowe kody produktów.

■ Akcesoria eksploatacyjne

Pozycja	Dane techniczne	Ilość
Papier do drukarki termicznej	Do wbudowanego papieru, szerokość 58 mm	1
Probówka na próbkę surowicy	100 sztuk, niebieska nasadka	1
Probówka na próbkę surowicy	500 sztuk, niebieska nasadka	1
Probówka na próbkę krwi pełnej	100 sztuk, pomarańczowa nasadka	1
Probówka na próbkę krwi pełnej	500 sztuk, pomarańczowa nasadka	1
Końcówka do pipety	100 sztuk, niebieskie	1
Końcówka do pipety	500 sztuk, niebieskie	1
Probówka wirówkowa (do SPOTCHEM EZ)	100 sztuk	1

■ Części sprzedawane osobno

Pozycja	Dane techniczne	Ilość
Zasilacz sieciowy		1
Druk do czyszczenia	Czyszczenie dyszy	1
Zestaw do czyszczenia	Szczotka, 5 wacików bawełnianych	1
Kabel zasilający *	Wartość znamionowa: 125 V 13 A (wtyczka typu A)	1
Kabel zasilający *	Wartość znamionowa: 250 V 10 A (wtyczka typu C)	1
Pipeta do roztworu	Na 3 mL	1
Stojak na próbki	Na 30 probówek na próbkę	1
Zestaw dysz (EZ)	Dysza wymienna, O-ring	1
Zestaw kluczy do wymiany dysz		1
Pojemnik na odpady do końcówek	2 sztuki	1
Pokrywa ochronna	2 sztuki	1

* Wybrać kabel zasilający, który pasuje do danej sytuacji.

■ Części opcjonalne

Pozycja	Dane techniczne	Ilość
Ręczny czytnik kodów kreskowych	Typ ręczny	1
Przenośna wirówka		1
Kabel połączeniowy RS232C	Modułowy 6P, D-SUB9P, gwint calowy	1
Pokrowiec do przenoszenia	Wspólne dane techniczne dla serii SPOTCHEM	1