

The Lab 001

Seznam poprodejních dílů a spotřebního materiálu

Používejte výhradně spotřební materiál, příslušenství a poprodejní díly dodané společností ARKRAY. Při nákupu těchto položek se obraťte na svého distributora s žádostí o správné kódy produktů.

■ Poprodejní díly a spotřební materiál

● Spotřební materiál

Produkt	Specifikace
Papír do tiskárny	58 mm (Š) x 25 m (D), 5 rolí v krabici
A1C HD CONTROL	Úroveň 1 a 2, každá 2 lahvičky
Stéblová pipeta	500 kusů v krabici (25 kusů x 20 sáčků)

● Díly pro údržbu

Produkt	Specifikace
Napájecí kabel	220-240VAC
	125VAC
Pojistky	T4AE250V~, 2 kusy v balení

■ Možnosti

Produkt	Specifikace
Ruční čtečka čárových kódů (USB)	Ruční typ