

SpotChem D-Concept 2c

SD-4830

Należy używać wyłącznie materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów i części zamiennych dostarczonych przez ARKRAY.

W celu zakupu tych elementów należy skontaktować się z dystrybutorem, aby uzyskać prawidłowe kody produktów.

■ Materiały eksploatacyjne

Produkt	Dane techniczne
Końcówka	100 końcówek
Końcówka	500 końcówek
Papier do drukowania	Szerokość 58 mm, 25 m, 5 rolek
Zestaw do czyszczenia	10 patyczków higienicznych, 2 zestawy po 5 pojemników 10 kawałków bibułki czyszczącej, 10 końcówek
Kuweta (bez heparyny)	100 kuwet, szara zatyczka
Kuweta (bez heparyny)	500 kuwet, szara zatyczka
Kuweta (z heparyną)	100 kuwet, zielona zatyczka
Kuweta (z heparyną)	500 kuwet, zielona zatyczka
Kubeczek wirówkowy (dla D-Concept)	100 kubeczków

■ Części zamienne i materiały eksploatacyjne

Produkt	Dane techniczne
Zasilacz sieciowy	
Kabel zasilający *	Wartość znamionowa: 250 V 10 A (wtyczka typu C)
Kabel zasilający *	Wartość znamionowa: 125 V 13 A (wtyczka typu A)
Urządzenie mobilne	
Ręczny czytnik kodów kreskowych	
Zestaw dyszy	1 dysza z O-ringiem
Zestaw kluczy do wymiany dyszy	2 klucze, 1 adapter
Drut do czyszczenia	Do czyszczenia dyszy
Rurka dyszy	1 wymienna rurka dyszy
Pojemnik na końcówki	
Pojemnik na odpady	
Pokrywa wirówki	
Dmuchawa ze szczoteczką	
Klucz sześciokątny	

* Wybrać odpowiedni kabel zasilający.

■ Opcje

Produkt	Dane techniczne
Drukarka	
Karta Ethernet	