

SpotChem D-Concept 2e

SD-4840

Používejte výhradně spotřební materiál, příslušenství a poprodejní díly dodané společností ARKRAY.

Při nákupu těchto položek se obraťte na svého distributora s žádostí o správné kódy produktů.

■ Spotřební materiál

Produkt	Specifikace
Špička	100 špiček
Špička	500 špiček
Tiskový papír	58 mm šířka, 25 m, 5 rolí
Čisticí souprava	10 bavlněných tamponů, 2 sady 5 nádobek 10 ks čisticího papíru, 10 hrotů
Kyveta (nezahrnuje heparin)	100 kyvet, šedý uzávěr
Kyveta (nezahrnuje heparin)	500 kyvet, šedý uzávěr
Kyveta (heparin)	100 kyvet, zelený uzávěr
Kyveta (heparin)	500 kyvet, zelený uzávěr

■ Poprodejní díly a spotřební materiál

Produkt	Specifikace
AC adaptér	
Napájecí kabel *	Zatížitelnost: 250 V 10 A (zástrčka typu C)
Napájecí kabel *	Zatížitelnost: 125 V 13 A (zástrčka typu A)
Mobilní přístroj	
Ruční čtečka čárových kódů	
Sada trysek	2 trysky s O-kroužkem
Sada klíčů na výměnu trysky	2 klíče, 1 adaptér
Čisticí drát	Na čištění trysky
Trubička trysky	1 náhradní trubička trysky
Pouzdro na hroty	
Pouzdro na likvidaci odpadu	
Ofukovač s kartáčem	

* Vybírejte napájecí kabel, který je vhodný pro vaši situaci.

■ Možnosti

Produkt	Specifikace
Tiskárna	
Ethernetová deska	