

SpotChem D-Concept 2e

SD-4840

Utilize apenas consumíveis, acessórios e peças de pós-venda fornecidas pela ARKRAY. Contacte o seu distribuidor para receber os códigos de produto corretos ao adquirir estes itens.

■ Consumíveis

Produto	Especificações
Ponta	100 pontas
Ponta	500 pontas
Papel para impressão	58 mm de largura, 25 m, 5 rolos
Kit de limpeza	10 cotonetes, 2 conjuntos de 5 recipientes 10 unidades de papel de limpeza, 10 pontas
Cuvete (não inclui heparina)	100 cuvetes, tampa cinzenta
Cuvete (não inclui heparina)	500 cuvetes, tampa cinzenta
Cuvete (com heparina)	100 cuvetes, tampa verde
Cuvete (com heparina)	500 cuvetes, tampa verde

■ Consumíveis e peças de pós-venda

Produto	Especificações
Adaptador CA	
Cabo de alimentação *	Classificação: 250 V 10 A (ficha tipo C)
Cabo de alimentação *	Classificação: 125 V 13 A (ficha tipo A)
Dispositivo móvel	
Leitor de códigos de barras portátil	
Conjunto de bicos	2 bico com O-ring
Conjunto de chaves para substituição do bico	2 chaves, 1 adaptador
Arame de limpeza	Para limpeza do bico
Tubo do bico	1 tubo do bico sobresselente
Caixa de pontas	
Caixa de eliminação	
Escova com soprador	

* Escolha o cabo de alimentação adequado para a sua situação.

■ Opções

Produto	Especificações
Impressora	
Placa de Ethernet	