

arkray

MEDIDOR DE GLUCOSA EN SANGRE PARA AUTOMONITORIZACIÓN

# Gama de la serie GLUCOCARD



Muy preciso y fácil de usar

2 pasos sencillos

**1** INSERTAR LA TIRA REACTIVA



**2** APLICAR LA MUESTRA DE SANGRE



arkray, inc.

# ¡Elija el modelo que se adapte a su estilo de vida!

## GLUCOCARD **W** GT-7210

Fácil de usar

Para las personas que buscan simplicidad

- Tamaño de la muestra 0.5µL
- Duración del análisis 7 segundos



## GLUCOCARD **S** GT-7110

Rápido y sencillo

Para personas activas que quieren velocidad y facilidad de uso

- Tamaño de la muestra 0.3µL
- Duración del análisis 5 segundos
- Elección del estilo de embalaje



## GLUCOCARD **Sonyx** GT-7120

¡Para cualquier situación!

Para las personas que quieran varias funciones

- Tamaño de la muestra 0.3µL
- Duración del análisis 5 segundos
- Elección del estilo de embalaje
- Retroiluminación y luz de tira reactiva para uso en espacios oscuros
- Función de comunicación inalámbrica mediante Bluetooth 4.0.



## Características

Equipado con palanca de eliminación de tiras reactivas

Uso seguro sin contacto con la sangre.



Gestión de datos simple mediante comunicación USB

Gestión sencilla de la glucosa en sangre.



Función de ajuste de indicadores

Ayuda para comprender las mediciones.




antes de la comida

después de la comida

## Precisión

Cumple la norma EN ISO 15197:2015



Función de corrección del hematocrito (20-70%)

Tranquilidad para los pacientes con policitemia o anemia.

## GLUCOCARD S Test Strips Elección del estilo de embalaje!!

Salgo mucho.

Hago mediciones frecuentes y utilizo muchas tiras reactivas.

Quiero llevar sensores en casa y también cuando salgo.

Me gusta reducir los residuos de embalajes.

Especificaciones	GLUCOCARD W	GLUCOCARD S	GLUCOCARD S onyx
Enzima	GOD		FAD - GDH
Unidades de medición	mg/dL or mmol/L (non-switchable)		
Rango de prueba	10 - 600 mg/dL, 0.6-33.3mmol/L		
Batería	3 V lithium battery (CR2032) x 1		3V : AAA 1.5V x 2
Capacidad de memoria	500 test results		
Entorno de funcionamiento	Temperature:8 - 40°C (46 - 104°F) Humidity: 20 - 80 % RH (No condensation)		
Dimensiones	L84×W50×H17.6 mm (L3.3×W 2.0×H0.7 inches)		L94×W57×H18.5 mm (L3.7×W 2.2×H0.7 inches)
Peso	Approx. 47 g (1.66 ounces) with batería		Approx. 70 g (2.47 ounces) with batería

\*La unidad (mg/dL o mmol/L) utilizada con el medidor varía en función del país.  
No puede cambiar la unidad predefinida.

## ¡En 2017, GLUCOCARD S onyx obtuvo el premio Good Design Award!

### Evaluación del juez

Apreciamos en gran medida los esfuerzos para generar confianza con la textura de la superficie, las características de diseño y el diseño de la interfaz de usuario, así como para ayudar a las personas a emplear productos sanitarios desconocidos de una manera más práctica y familiar.

### Visión de Yoo

El objetivo de su diseño sencillo pero funcional fue respetar la identidad de marca de ARKRAY así como una facilidad de uso excelente, ya que los errores en dispositivos sanitarios no se pueden tolerar. Proporciona la mejor sensación de agarre gracias a su forma redondeada y detalles que ofrecen la mejor facilidad de uso. Para respetar la imagen de marca superior, su sutil color negro mate metálico ofrece un aspecto y un tacto discretos pero de calidad superior.

Titular del copyright : (C)JDP  
Nombre del sitio : GOOD DESIGN AWARD  
URL : <http://www.g-mark.org>



### YEONGKYU YOO

fundador y director creativo de cloudandco, es un diseñador con gran experiencia y más de 20 años de logros en su haber. Cuando trabajaba en Microsoft, contribuyó al diseño de las HoloLens y la Xbox. Anteriormente, fue director creativo de iriver y diseñador industrial sénior en NIKE WHQ.

### Legal manufacturer

**arkray factory, inc.**

1480 Koji Konan-cho, Koka, Shiga-ken 520-3306, JAPAN

### European representative

**arkray europe, b.v.**

Prof. J.H. Bavincklaan 2, 1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS

<https://www.arkray.eu/english/>

### arkray global business, inc.

Yousuien-nai, 59 Gansuin-cho, Kamigyo-ku,

Kyoto 602-0008, JAPAN

TEL +81-75-662-8979 FAX +81-75-431-1202