

arkray

Glucometro

# Novità nella serie GLUCOCARD

Elevata accuratezza e facilità d'uso



Glucometro

## GLUCOCARD S

GT-7110



Glucometro

## GLUCOCARD S onyx

GT-7120

arkray, inc.

# Scegli il modello più adatto al tuo stile di vita!


## Caratteristiche

### ✓ Risultati accurati

Conforme alla norma EN ISO 15197:2015.

### ✓ Leva di espulsione della striscia reattiva

La leva di espulsione permette di smaltire la striscia reattiva usata in modo sicuro senza toccarla.



### ✓ Funzione di correzione dell'ematocrito

Per una maggiore precisione nell'intero range hct 20-70%.

### ✓ Funzione di impostazione dei marcatori

L'impostazione manuale di marcatori, ad esempio pre e post prandiale, facilita la valutazione dei risultati.



### ✓ Rilevamento ipoglicemia

Rilevamento ipoglicemia: avviso "HYPO" visualizzato in presenza di un valore di glicemia basso.

**HYPO**

### ✓ Rilevamento automatico del controllo

Il controllo qualità viene rilevato automaticamente e contrassegnato di conseguenza.

## Modello avanzato

Glucometro

# GLUCOCARD S

GT-7110

✓ Semplice e veloce



Tempo  
5 secondi



Campione  
0,3 µL



Batteria  
2.000 test



USB



Tipo di  
flacone



Confezione  
monostriscia

## Modello premium

Glucometro

# GLUCOCARD S onyx

GT-7120

✓ Retroilluminazione e spia sensori



Tempo  
5 secondi



Campione  
0,3 µL



Batteria  
1.000 test

Bluetooth  
SMART



USB



Tipo di  
flacone



Confezione  
monostriscia

## Per Glucocard S e Glucocard S Onyx

### Confezionamento strisce

Strisce in flacone da 50 o confezionate singolarmente.



Le strisce reattive GLUCOCARD S sono confezionate singolarmente in fogli di alluminio

### Vantaggi

- ✓ Non risentono facilmente dell'umidità.
- ✓ Minimizzano gli effetti delle interferenze più comuni.
- ✓ Facili da conservare e trasportare.
- ✓ Quantità facile da gestire.
- ✓ Dispositivi monouso da utilizzare in maniera sicura senza toccare il sangue.

Specifiche tecniche	GLUCOCARD S
Parametro misurato	Glicemia
Tipo di campione	Sangue capillare intero fresco
Volume campione	0,3 L
Strisce	GLUCOCARD S Test Strips
Enzima	FAD-GDH
Unità di misura	mg/dL o mmol/L (non intercambiabile)
Intervallo di misura	10 - 600 mg/dL, 0,6 - 33,3 mmol/L
Intervallo ematocrito	20 - 70%
Tempo del test	5 secondi dal rilevamento del sangue
Batteria	3 V: batteria al litio (CR2032) x 1
Capacità di memoria	500 risultati
Trasferimento dati	tramite USB
Ambiente operativo	Temperatura: 8 - 40 °C (46 - 104 °F) Umidità: 20 - 80% di umidità relativa (senza condensa)
Dimensioni	50 (L) x 17,6 (P) x 84 (A) mm
Peso	Circa 47 g con la batteria



Specifiche tecniche	GLUCOCARD S onyx
Parametro misurato	Glicemia
Tipo di campione	Sangue capillare intero fresco
Volume campione	0,3 L
Strisce	GLUCOCARD S Test Strips
Enzima	FAD-GDH
Unità di misura	mg/dL o mmol/L (non intercambiabile)
Intervallo di misura	10 - 600 mg/dL, 0,6 - 33,3 mmol/L
Intervallo ematocrito	20 - 70%
Tempo del test	5 secondi dal rilevamento del sangue
Batteria	3 V: batteria al litio (CR2032) x 1
Capacità di memoria	500 risultati
Trasferimento dati	tramite USB
Ambiente operativo	Temperatura: 8 - 40 °C (46 - 104 °F) Umidità: 20 - 80% di umidità relativa (senza condensa)
Dimensioni	50 (L) x 17,6 (P) x 84 (A) mm
Peso	Circa 47 g con la batteria



\* I design e le specifiche tecniche sono soggetti a modifica senza preavviso.

## Legal manufacturer

### ARKRAY FACTORY, INC.

1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi, Shiga 520-3306, JAPAN

## European representative

### ARKRAY EUROPE, B.V.

Prof. J.H. Bavincklaan 2, 1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS

<http://www.arkray.eu/english/>

## arkray italia s.r.l.

Via Torri Bianche 9, 20871 Vimercate (MB)

telefono : 039 9161331

e-mail : [info.italy@arkray.com](mailto:info.italy@arkray.com)